

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Stat3 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P40763

Numéro d'article: CM0005270



Introduction

Anticorps monoclonal STAT3 de lapin validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Détecte le STAT3 humain, murin, de rat, de singe (~88 kDa). Idéal pour la recherche sur la signalisation JAK/STAT, l'inflammation et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-STAT3
Remarques/Alias	APRF ; HIES ; ADMIO ; ADMIO1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6774
GeneID	6774
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 611-710 du STAT3 humain (NP_003141.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	P40763
Poids moléculaire de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace