

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stat3 Pour Wb Et Elisa - P40763

Numéro d'article: CM0020777



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la STAT3 humaine (P40763), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réactivité croisée avec la STAT3 de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation JAK/STAT, la différenciation Th17 et la régulation transcriptionnelle dans l'inflammation et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | pAb de lapin anti-STAT3                                                                                                          |
| Remarques/Alias      | APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3                                                                                                 |
| Espèce               | Humain                                                                                                                           |
| ID de gène           | 6774                                                                                                                             |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-770 de la STAT3 humaine (NP_644805.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS                | P40763                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 88 kDa                                                                                                                           |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                     |