

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Stat4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14765

Numéro d'article: CM0011263

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-STAT4 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible le régulateur transcriptionnel STAT4, essentiel pour la différenciation Th1 et la signalisation de l'interféron. Idéal pour la recherche en immunologie et inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STAT4 Rabbit mAb
Remarques/Alias	SLEB11 ; STAT4
Espèce	Humain
ID du gène	6775
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 649-748 de STAT4 humain (NP_003142.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14765
Poids protéique	86 kDa
Expédition	Sac de glace