

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stat4 Pour Wb - Q14765

Numéro d'article: CM0025077

Introduction

STAT4 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal produit chez le lapin contre la protéine STAT4 humaine recombinante, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Il détecte STAT4 chez l'Homme, la Souris et le Rat. Idéal pour l'étude des voies de réponse immunitaire et de différenciation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STAT4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SLEB11; STAT4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6775
GeneID	6775
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 569-748 de STAT4 humain (NP_003142.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14765
Poids de la protéine	86kDa
Expédition	Sac de glace