


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stat5A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P42229

Numéro d'article: CM0026228



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-STAT5A est validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec STAT5A humain, souris et rat. Idéal pour l'étude de la transduction du signal et de la régulation de la transcription dans la lactation et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	STAT5A Lapin pAb
Remarques/Alias	MGF; STAT5; STAT5A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6776
GeneID	6776
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42229
Poids Protéique	91kDa
Expédition	Sac de glace