

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Stat6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P42226

Numéro d'article: CM0002234



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-STAT6 de haute spécificité validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte les STAT6 humains et de souris, un facteur de transcription clé dans la signalisation IL-4/IL-3, soutenant la recherche sur les voies des cytokines et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	STAT6 mAb Lapin
Remarques/Alias	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6778
GeneID	6778
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 747-847 du STAT6 humain (P42226-1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P42226
Poids Protéique	94kDa
Expédition	Sac de glace