

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stat6 Pour Wb, Elisa - P42226

Numéro d'article: CM0019350



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la STAT6 humaine, validé pour Western blot et ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation IL-4/IL-3, la régulation transcriptionnelle et les études sur la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STAT6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	STAT6 ; D12S1644 ; IL-4-STAT ; STAT6B ; STAT6C ; transducteur de signal et activateur de transcription 6
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	6778
ID du gène	6778
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 748-847 de la STAT6 humaine (NP_003144.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P42226
Poids de la protéine	74 kDa / 81 kDa / 94 kDa
Expédition	Sac de glace