

## Anticorps Anti-Stat6 Polyclonal De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - P42226

Numéro d'article: CM0015383



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant STAT6, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le STAT6 humain, souris et rat pour des études sur la signalisation IL-4/STAT6 et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                     |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Nom du Produit     | STAT6 Lapin pAb                            |
| Remarques/Alias    | STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6 |
| Espèce             | Humain                                     |
| GeneID (Humain)    | 6778                                       |
| GeneID             | 6778                                       |
| Immunogène         | Peptide synthétique                        |
| Source             | Lapin                                      |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                      |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                          |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                        |
| SWISS              | P42226                                     |
| Poids Protéique    | 94kDa                                      |
| Expédition         | Sac de glace                               |