

Anticorps Monoclonal Anti-Stathmin 1 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P16949

Numéro d'article: CM0011585

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le Stathmin 1 humain (OP18, pp17) pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la dynamique des microtubules, la leucémie et la neurogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Stathmin 1 Lapin mAb
Remarques/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Stathmin 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3925
GeneID	3925
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 70-149 du Stathmin 1 humain (P16949).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16949
Poids Protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace