

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stathmine 1 Pour Wb Et Elisa - P16949

Numéro d'article: CM0015757

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la Stathmine 1 humaine. Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur la dynamique des microtubules et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Stathmine 1 pAb de lapin
Remarques/Alias	Lag, SMN, OP18, PP17, PP19, PR22, LAP18, C1orf215, Stathmine 1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-149 de la Stathmine 1 humaine (NP_981944.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P16949
Poids moléculaire de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace