

Anticorps Polyclonal Anti-Stau2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nul3

Numéro d'article: CM0029605

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine STAU2, une protéine de liaison à l'ARN double brin impliquée dans le transport des ARNm vers les dendrites. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche en neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STAU2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	39K2; 39K3; STAU2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27067
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300-400 de la protéine humaine STAU2 (NP_001157852.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NUL3
Poids moléculaire de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace