

Anticorps Polyclonal Anti-Staufen Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 095793

Numéro d'article: CM0026519



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre Staufen humain (STAU1), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Cible la protéine de liaison à l'ARN double brin impliquée dans la localisation de l'ARNm et la production de particules virales. Idéal pour la recherche sur l'expression génique et les interactions hôte-virus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Staufen Lapin pAb
Remarques/Alias	STAU; PPP1R150; Staufen
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6780
GenelD	6780
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 426-577 du Staufen humain (NP_059347.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95793
Poids Protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace