

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stc1 Pour Wb Et Elisa - P52823

Numéro d'article: CM0022828

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la STC1 humaine (Stanniocalcine-1). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la régulation rénale du phosphate et les voies de l'hypercalcémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	STC; STC1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6781
ID du gène	6781
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P52823
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace