

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stc1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P52823

Numéro d'article: CM0026939

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine STC1 (Stanniocalcine-1), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Utile pour les études sur la réabsorption rénale du phosphate et la signalisation hormonale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | STC1 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Remarques / Alias    | STC; STC1                                                                                                                        |
| Espèce cible         | Humain                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)      | 6781                                                                                                                             |
| GeneID               | 6781                                                                                                                             |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18 à 247 de la STC1 humaine (NP_003146.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Applications         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS                | P52823                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 28 kDa                                                                                                                           |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                     |