


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Steap1 Pour Wb Et Elisa - Q9Uhe8

Numéro d'article: CM0021399



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant STEAP1 (antigène épithélial transmembranaire à six domaines de la prostate 1). Convient au Western blot et à l'ELISA ; réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Utile pour les études sur les tumeurs de la prostate et le métabolisme du fer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STEAP1 Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	STEAP ; PRSS24 ; STEAP1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	26872
GeneID	26872
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 80 de STEAP1 humain (NP_036581.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UHE8
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace