


Anticorps Monoclonal De Lapin Contre Le Facteur Stéroïdogénique 1 (Sf-1/Nr5A1) Pour Wb, Elisa - Q13285

Numéro d'article: CM0003178



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le facteur stéroïdogénique 1 (SF-1/NR5A1) pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Réagit avec l'homme et la souris. Cible SF-1 (52 kDa), un facteur de transcription essentiel pour la différenciation sexuelle et la formation des tissus stéroïdogéniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre le facteur stéroïdogénique 1 (SF-1/NR5A1)
Remarques / Alias	ELP; SF1; FTZ1; POF7; SF-1; AD4BP; FTZF1; SPGF8; SRXX4; SRXY3; hSF-1; Facteur stéroïdogénique 1 (SF-1/NR5A1)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2516
GeneID	2516
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 351-461 du facteur stéroïdogénique 1 (SF-1/NR5A1) humain (Q13285)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13285
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace