


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Facteur Stéroïdogène-1 (Sf-1/Nr5A1) Pour Wb & Elisa - Q13285

Numéro d'article: CM0021711



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur stéroïdogène-1 humain (SF-1/NR5A1). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le développement des tissus stéroïdogènes et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Facteur stéroïdogène-1 (SF-1/NR5A1) Lapin pAb
Remarques/Alias	ELP; SF1; FTZ1; POF7; SF-1; AD4BP; FTZF1; SPGF8; SRXX4; SRXY3; hSF-1; Facteur stéroïdogène-1 (SF-1/NR5A1)
Espèce	Humain
ID de gène	2516
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 du facteur stéroïdogène-1 humain (SF-1/Facteur stéroïdogène-1 (SF-1/NR5A1)) (NP_004950.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13285
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace