

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Protéine Porteuse De Stérol 2 (Scp2) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22307

Numéro d'article: CM0005044



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la protéine porteuse de stérol 2 (SCP2, P22307) humaine. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des lipides et l'oxydation peroxysomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-protéine porteuse de stérol 2
Remarques/Alias	NLTP ; SCOX ; SCPX ; SCP-2 ; SCP-X ; NSL-TP ; SCP-CHI ; Protéine porteuse de stérol 2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6342
ID du gène	6342
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine porteuse de stérol 2 humaine (P22307)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22307
Poids protéique	59 kDa
Expédition	Sac de glace