

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Stim1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13586

Numéro d'article: CM0005439



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-STIM1 validé pour les applications WB, IHC-P, IP et ELISA. Détecte la protéine humaine STIM1, un capteur calcique essentiel à l'entrée calcique médiée par la déplétion des stocks. Idéal pour la recherche sur la signalisation calcique et le transport ionique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STIM1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6786
GeneID	6786
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 530-685 de la STIM1 humaine (NP_003147.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13586
Poids de la protéine	77kDa
Expédition	Sac de glace