

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stim1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13586

Numéro d'article: CM0031049



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant STIM1 humain (SWISS Q13586), validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation calcique et l'entrée de calcium dépendante des réserves (SOCE).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	STIM1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6786
GeneID	6786
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 530-685 de STIM1 humain (NP_003147.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13586
Poids Moléculaire Protéique	77kDa
Expédition	Sac de glace