

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stim1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13586

Numéro d'article: CM0022972



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant STIM1 humaine. Validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'entrée Ca²⁺ dépendante des réserves et des voies de signalisation calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STIM1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6786
GeneID	6786
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 451-685 de STIM1 humaine (NP_003147.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13586
Poids de la protéine	77kDa
Expédition	Sachet de glace