

Polymab® De Lapin Anti-Stim1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13586

Numéro d'article: CM0006300



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant STIM1 humain (aa 530-685) pour Western Blot, IHC-P, IP et ELISA. Conçu pour les chercheurs étudiant l'entrée calcique dépendante de la déplétion des stocks. Réactivité croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	STIM1 Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6786
GeneID	6786
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 530-685 de STIM1 humain (NP_003147.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13586
Poids de la protéine	77kDa
Expédition	Sac isotherme