

Anticorps Polyclonaux De Lapin Anti-Stim2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P246

Numéro d'article: CM0019875



Introduction

Anticorps polyclonaux de lapin dirigés contre STIM2 humain, validés pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec STIM2 humain, souris et rat ; l'immunogène correspond aux acides aminés 60-180. Convient à l'étude de l'entrée de calcium dépendant des réserves (SOCE).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STIM2 Lapin pAb
Remarques/Alias	STIM2
Espèce	Humain
ID de gène	57620
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-180 de STIM2 humain (NP_001162588)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P246
Poids moléculaire	84kDa
Expédition	Sac de glace