

Anticorps Monoclonal Anti-Sting/Tmem173 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Wv6

Numéro d'article: CM0005764



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le STING/TMEM173 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et l'autophagie. Poids moléculaire 42 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STING/TMEM173 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	ERIS ; MITA ; MPYS ; SAVI ; NET23 ; STING ; hMITA ; hSTING ; TMEM173 ; STING-bêta ; STING/TMEM173
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	340061
GeneID	340061
Immunogène	Protéine recombinante du STING/TMEM173 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86WV6
Poids protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace