

Anticorps Monoclonal Anti-Sting/Tmem173 Pour Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86Wv6

Numéro d'article: CM0003714



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre STING/TMEM173 (ERIS, MITA) humain pour western blot, immunofluorescence et ELISA. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et la voie de signalisation STING.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STING/TMEM173 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-beta; STING/TMEM173
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	340061
ID du gène	340061
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-379 de STING/TMEM173 humain (NP_938023.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86WV6
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac isotherme