

Anticorps Polyclonal Anti-Sting/Tmem173 (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q3Tbt3

Numéro d'article: CM0021406



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre STING/TMEM173 murin, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte les cibles humaines, murines et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation immunitaire innée, de la voie cGAS-STING et de l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STING/TMEM173 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307008Rik
Espèce	Souris
GeneID (humain)	340061
GeneID	72512
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 280-371 de STING murin (NP_938023.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q3TBT3
Poids moléculaire	43 kDa
Expédition	Sac de glace