

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sting/Tmem173 - Q86Wv6

Numéro d'article: CM0027677



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-STING/TMEM173 de haute qualité, validé pour le Western blot, l'immunoprécipitation, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la STING humaine, de souris et de rat, permettant la recherche sur l'immunité innée et la voie cGAS-STING.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STING/TMEM173 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ERIS; MITA; MPYS; SAVI; NET23; STING; hMITA; hSTING; TMEM173; STING-bêta; STING/TMEM173
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	340061
GeneID	340061
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 139-379 de la STING/TMEM173 humaine (NP_938023.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86WV6
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace