

Anticorps Polyclonal Anti-Stip1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31948

Numéro d'article: CM0012993



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-STIP1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat et le singe. Convient pour la recherche sur la co-chaperonne phosphoprotéine 1 induite par le stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	STIP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HOP; P60; STI1; STI1L; HEL-S-94n; IEF-SSP-3521; STIP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10963
GeneID	10963
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Anticorps Polyclonaux	
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	P31948
Poids Protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace