


Anticorps Polyclonal Anti-Stk19 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49842

Numéro d'article: CM0016473



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre STK19/WHR1, validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte STK19 humain, de souris et de rat, un facteur clé de la réparation de l'ADN couplée à la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STK19 Rabbit pAb
Remarques / Alias	G11; RP1; D6S60; D6S60E; HLA-RP1; STK19
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8859
GeneID	8859
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 75-364 de STK19 humain (NP_004188.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49842
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace