


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stk19 Pour Wb, Elisa - P49842

Numéro d'article: CM0027611



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-STK19 validé pour WB, ELISA sur Humain, Souris, Rat. Détecte le facteur de réparation à hélice ailée STK19/WHR1 de 41kDa. Idéal pour la recherche sur la réparation couplée à la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	STK19 Lapin pAb
Remarques/Alias	G11; RP1; D6S60; D6S60E; HLA-RP1; STK19
Espèce	Humain
GeneID	8859
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 75-364 de STK19 humaine (NP_004188.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49842
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace