

Anticorps Polyclonal Anti-Stk24 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6E0

Numéro d'article: CM0016873



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le STK24 humain (MST3) pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STK24 Lapin pAb
Remarques/Alias	MST3; STK3; MST3B; STE20; HEL-S-95; STK24
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8428
GeneID	8428
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 312-431 du STK24 humain (NP_001027467.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6E0
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sac de glace