

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stk26 (Mst4) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P289

Numéro d'article: CM0023197



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la STK26 humaine (MST4/MASK), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'apoptose, l'autophagie et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STK26 Lapin pAb
Remarques/Alias	MASK; MST4; STK26
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51765
GeneID	51765
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 340-416 de la STK26 humaine (NP_057626.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P289
Poids moléculaire	47kDa
Expédition	Sac de glace