

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stk31 Pour Wb Et Elisa - Q9Bxu1

Numéro d'article: CM0018680

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-STK31 validé pour les applications WB et ELISA. Reconnaît le STK31 humain (protéine kinase 31 sérine/thréonine) avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les études sur la kinase spécifique des testicules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STK31 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TDRD8 ; SGK396 ; STK31
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	56164
GeneID	56164
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 890 à 1019 du STK31 humain (NP_113602.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q9BXU1
Poids moléculaire de la protéine	116 kDa
Expédition	Sac réfrigérant