

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Stk33 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byt3

Numéro d'article: CM0002089



Introduction

Anticorps monoclonal lapin STK33 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte STK33 humain et souris (~58 kDa), une sérine/thréonine kinase requise pour la différenciation des spermatides et la fertilité masculine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	STK33 Lapin mAb
Remarques/Alias	STK33
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	65975
GeneID	65975
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 399-514 de STK33 humain (Q9BYT3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BYT3
Poids Protéique	58kDa
Expédition	Sac de glace