

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stk36 Pour Wb, Elisa - Q9Nrp7

Numéro d'article: CM0017013

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant STK36 humain (homologue de Fused), adapté pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Outil clé pour la voie smoothened, la régulation des facteurs de transcription GLI et la recherche sur les cils.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STK36 Lapin pAb
Remarques/Alias	FU, CILD46, STK36
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27148
GeneID	27148
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-450 de STK36 humain (NP_056505.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9NRP7
Poids moléculaire	144kDa
Expédition	Sac de glace