


Anticorps Polyclonal Anti-Stk38 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15208

Numéro d'article: CM0029043



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre STK38 (NDR1), testé pour WB, IF/ICC, ELISA sur humain, souris, rat. Cible une kinase impliquée dans la signalisation MAPK et la réponse aux dommages à l'ADN. Convient pour la recherche sur la signalisation cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	STK38 Lapin pAb
Remarques/Alias	NDR; NDR1; STK38
Espèce	Humain
ID de Gène	11329
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 366-465 de STK38 humain (NP_009202.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15208
Poids Protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace