

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Stk39 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Uew8

Numéro d'article: CM0006546



Introduction

mAb Lapin STK39 (Q9UEW8) validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Haute spécificité pour la kinase STK39 humaine, souris et rat, une composante de la cascade WNK-SPAK/OSR1 régulant le transport ionique et la pression artérielle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb Lapin STK39
Remarques/Alias	DCHT; PASK; SPAK; Ste 20 related kinase; STK39
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27347
GeneID	27347
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 401-545 de STK39 humaine (Q9UEW8).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UEW8
Poids Protéique	59kDa
Expédition	Sac de glace