

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stk39 Pour Wb Et Elisa - Q9Uew8

Numéro d'article: CM0026944



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la kinase STK39 humaine, validé pour le WB et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la cascade de kinases WNK-SPAK/OSR1 dans le transport ionique et la régulation de la pression artérielle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STK39 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DCHT; PASK; SPAK; STK39
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27347
GeneID	27347
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et 600 de la STK39 humaine (Q9UEW8).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UEW8
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace