

Anticorps Monoclonal Anti-Stk3/Mst2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13188

Numéro d'article: CM0010094



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre STK3/MST2 humain, validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit également avec la souris. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la signalisation Hippo.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-STK3/MST2
Remarques/Alias	KRS1, MST2, STK3/MST2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6788
ID du gène	6788
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de STK3/MST2 humain (Q13188).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	Q13188
Poids moléculaire	56 kDa
Expédition	Sac de glace