

Anticorps Polyclonal Anti-Stk3/Mst2 (Phospho T117) Pour Wb Et Elisa - Q13188

Numéro d'article: CM0001399



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine STK3/MST2 phosphorylée sur le résidu Thr117, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la STK3/MST2 humaine, murine et de rat. Idéal pour les études sur l'apoptose et la voie de signalisation Hippo.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-STK3/MST2-T117 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KRS1; MST2; Phospho-STK3/MST2-T117
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6788
ID de gène	6788
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13188
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace