

Anticorps Polyclonal Anti-Stk3/Mst2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13188

Numéro d'article: CM0028448



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant STK3/MST2 humain, adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la voie Hippo, de l'apoptose et de la fonction du centrosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STK3/MST2 pAb de lapin
Remarques / Alias	KRS1; MST2; STK3/MST2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6788
GeneID	6788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 323-450 de STK3/MST2 humain (NP_006272.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13188
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sachet de glace