


Anticorps Polyclonal Anti-Stra13 Pour Wb, Elisa - A8Mt69

Numéro d'article: CM0030306



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-humain STRA13/CENPX validé pour WB et ELISA. Convient pour la recherche sur l'anémie de Fanconi, l'assemblage du kinétochore et la réparation de l'ADN. — A8MT69

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STRA13 Lapin pAb
Remarques/Alias	D9, MHF2, CENP-X, FAAP10, STRA13
Espèce	Humain
Identifiant du gène	201254
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-63 de STRA13 humain (NP_659435.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	A8MT69
Poids protéique	9kDa
Expédition	Sac de glace