


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Strada Pour Wb, Elisa - Q7Rtn6

Numéro d'article: CM0023259



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine STRADA humaine (protéine adaptatrice alpha de la kinase liée à STE20), adapté pour le transfert Western (Western blotting) et l'ELISA. Détecte la STRADA humaine et murine, avec un poids moléculaire prédit d'environ 48 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] STRADA Lapin pAb
Remarques/Alias	LYK5; PMSE; Stlk; STRAD; NY-BR-96; STRAD alpha; DA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	92335
GeneID	92335
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7RTN6
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace