

Anticorps Polyclonal Anti-Strap Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3F4

Numéro d'article: CM0025237

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine STRAP. Validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la protéine STRAP endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient à la recherche sur le spliceosome et la voie de signalisation TGF-bêta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-STRAP
Remarques/Alias	MAWD; PT-WD; UNRIP; STRAP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11171
GeneID	11171
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-350 de la STRAP humaine (NP_009109.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3F4
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace