

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Strap Pour Wb - Q9Y3F4

Numéro d'article: CM0023283

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine STRAP humaine (MAWD/UNRIP), validé par knock-out, pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Détecte une bande de 38 kDa. Idéal pour les études sur l'assemblage des snRNP et la signalisation du TGF-beta.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	[Validé KO] STRAP Rabbit pAb
Remarques / Alias	MAWD; PT-WD; UNRIP; AP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11171
GeneID	11171
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 350 de la STRAP humaine (NP_009109.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3F4
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace