


Anticorps Polyclonal Anti-Strbp Pour Wb Et Elisa - Q96Si9

Numéro d'article: CM0014040



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-STRBP validé pour WB et ELISA. Cible la protéine de liaison à l'ARN périnucléaire des spermatides humaines, impliquée dans la spermatogenèse et la liaison à l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-STRBP
Remarques/Alias	p74 ; SPNR ; ILF3L ; HEL162 ; STRBP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55342
GeneID	55342
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-190 de la STRBP humaine (NP_060857.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96Si9
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace