

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Strn Pour Wb - O43815

Numéro d'article: CM0029025

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la STRN humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation du complexe STRIPAK dans la croissance et la différenciation cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	STRN Rabbit pAb
Remarques/Alias	SG2NA; STRN1; PPP2R6A; STRN
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6801
GeneID	6801
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 581-780 de la STRN humaine (NP_003153.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43815
Poids de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace