


Anticorps Polyclonal Anti-Strn3 Pour Wb - Q13033

Numéro d'article: CM0028802



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la STRN3 humaine (SG2NA), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le complexe STRIPAK et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STRN3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SG2NA; S/G2NA; PPP2R6B; STRN3
Espèce	Humain
GeneID	29966
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-460 de la STRN3 humaine (NP_001077362.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13033
Poids protéique	87kDa
Expédition	Sac de glace