

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stt3B Pour Wb, Elisa - Q8Tcj2

Numéro d'article: CM0013725



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant STT3B humain, la sous-unité catalytique du complexe OST, validé pour WB et ELISA. Détecte STT3B humain et murin (94 kDa). Idéal pour les recherches sur la N-glycosylation et l'ERAD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STT3B pAb de lapin
Remarques/Alias	SIMP ; CDG1X ; STT3-B ; STT3B
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	201595
ID du gène	201595
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de STT3B humain (NP_849193.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q8TCJ2
Poids de la protéine	94 kDa
Expédition	Sac de glace