


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stub1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Une7

Numéro d'article: CM0014938



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-STUB1 de CamelBio, validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Cible l'E3 ubiquitine ligase CHIP impliquée dans le contrôle qualité des protéines et l'homéostasie mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STUB1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CHIP; SCA48; UBOX1; SCAR16; HSPABP2; NY-CO-7; SDCCAG7; STUB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10273
GeneID	10273
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-303 de STUB1 humain (NP_005852.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UNE7
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace